

# Aimant pour Défibrillateur Automatique Implantable (DAI)

## PROPRIÉTÉS

- Inhibe de façon réversible les thérapies (chocs et stimulations rapides) du DAI par le champ magnétique appliqué sur la peau en regard du boîtier.
- Ne déprogramme pas la stimulation (fonction antibradycardique) mais peut parfois accélérer la fréquence jusqu'à 100/mn sans conséquences immédiates et réversible au retrait de l'aimant.
- Certains défibrillateurs implantables sonnent ou vibrent sous aimant sans conséquence.



## INDICATION

Chocs répétés par le DAI inappropriés car

- Non justifiés par le rythme en cours
- Ou mal supportés alors que l'arythmie est bien tolérée.



## MODE D'EMPLOI

- Appliquer l'aimant en regard du défibrillateur ( Figure)
- Surveiller le scope en permanence
- Retirer l'aimant si nécessité de réactiver l'appareil.